



COVID-19 Poolage des tests de dépistage pour des écoles

Le début des tests est prévu pour la semaine du 12 avril

Auto-prélèvement par écouvillon nasal du poolage : Procédure pour les candidats au test


1.



Nettoyez vos mains.

Lavez vos mains ou utilisez un désinfectant pour les mains.


2.



Ouvrez l'écouvillon.

Ouvrez l'emballage comme un paquet de fromage à effiloquer. Attention - ne touchez pas le bout de coton !


3.



Tamponnez votre nez.

Introduisez l'embout de coton dans une narine. Soyez doux et arrêtez lorsque vous sentez un refoulement. Frottez l'écouvillon autour de votre narine en décrivant 4 cercles. Assurez-vous que le bout du coton touche l'intérieur de votre nez tout le temps. Comptez : "1, 2, 3, 4 - changez de place !" Faites ensuite la même chose dans l'autre narine.

4.



Placez l'écouvillon dans le tube.

Côté crotte de nez vers le bas, pas vers le haut ! Et veillez à ne pas toucher le tube. Ensuite, nettoie tes mains. C'est terminé ! Woohoo !



**Pour de plus amples informations et des instructions sur
la manière de remplir le formulaire de consentement**

www.nps.k12.nj.us/covid-19-resources/pooled-testing